

GAMME TORIQUE

Nous vous rappelons les modifications de paramètres pour ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM (bimensuelle) à partir du 02/01/2023.



PARAMETRES DISPONIBLES		
Puissances	Cylindres	Axes
-9,00 à -6,50 D par pas de 0,50	-0,75 / -1,25D -1,75 / -2,25 / -2,75D	De 10° à 180° par 10° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°
-6,00 D à plan par pas de 0,25	-0,75 / -1,25D / -1,75D -2,25 / -2,75 D	De 10° à 180° par 10° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
+0,25 à +6,00 D par pas de 0,25	-0,75 / -1,25D / -1,75D	

Vous trouverez ci-dessous les paramètres disponibles de notre gamme torique, couvrant 95 % des patients astigmatés¹ (bimensuel et mensuel)



Puissances	Cylindres	Plan à -6.00D (par 0.25D)					-6.50D à -9.00D (par 0.50D)					+0.25D à +4.00D (par 0.25D)			+4.25D à +6.00D (par 0.25D)		
		-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-0,75	-1,25	-1,75
10°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●	●	●
20°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●	●	●
30°		●●	●●	●●			●	●									
40°		●●	●●	●●			●	●									
50°		●●	●●	●●			●	●									
60°		●●	●●	●●			●	●									
70°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●		●●	●●	●●	●	●	●	
80°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●		●●	●●	●●	●	●	●	
90°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●		●●	●●	●●	●	●	●	
100°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●		●●	●●	●●	●	●	●	
110°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●		●●	●●	●●	●	●	●	
120°		●●	●●	●●			●	●									
130°		●●	●●	●●			●	●									
140°		●●	●●	●●			●	●									
150°		●●	●●	●●			●	●									
160°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●	●	●	
170°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●	●	●	
180°		●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●	●	●	●	

● ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM ● 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM + ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM + ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM

Notre Service Clients reste à votre disposition pour toutes questions relatives aux commandes, ainsi que notre Hotline, pour les interrogations techniques.

SERVICE CLIENTS
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30
01 55 69 51 42
service@acuvue.fr

HOTLINE TECHNIQUE
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30
0 800 007 660
Jnjvision@callmedicall.com

1. L'ensemble de la marque ACUVUE® for ASTIGMATISM dispose de 7210 paramètres stockés (4950 SKUs pour ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM et 2260 pour ACUVUE® VITA® for ASTIGMATISM). Il n'existe pas de meilleure couverture pour les patients (95 %) qu'avec les lentilles stockées de la marque ACUVUE® for ASTIGMATISM en renouvellement fréquent. Aucune réclamation de sur-couverture n'a été démontrée en utilisant un test de non-infériorité avec une marge d'erreur de 5 % et 95 % d'indice de confiance. Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropies sous réserve d'une prescription médicale. Comme avec toute lentille de contact, des problèmes oculaires, notamment des ulcères cornéens, peuvent apparaître. Certains porteurs de lentilles peuvent ressentir une légère irritation, des démangeaisons ou une gêne. Les lentilles de contact ne doivent pas être utilisées en cas d'infections oculaires ou de toute autre affection oculaire, ou en cas de maladie systémique pouvant affecter l'œil. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation et à l'étiquetage pour connaître les contre-indications, les effets indésirables, les précautions ou consulter notre site internet J&J : <https://www.jnjvisioncare.fr/important-safety-information>. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, aidant à protéger la cornée et l'intérieur de l'œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas l'intégralité des tissus oculaires annexes. Les lentilles de contact ne peuvent se substituer au port de lunettes de soleil. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIa (CE 2797). Mandataire Européen : AMO Ireland (Irlande). ACUVUE®, ACUVUE® OASYS 1-Day MAX, ACUVUE® OASYS 1-Day MAX MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, 1-Day ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM et ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM sont des marques de Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins. 92 130 Issy-Les-Moulineaux. RCS Nanterre B612 030 619. © Johnson & Johnson Medical SAS 2022. « Document réservé à l'usage des professionnels de santé ». PP2022MLT6977. Novembre 2022.